



Banc National d'Epreuve
Saint-Etienne

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

L = longueur totale de la douille avant tir : **conforme**
d = diamètre du culot : **conforme**

Contrôle avec vérificateur : **conforme**
Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme.**

4°) - Contrôle de la pression :

Voir comptes-rendus ci-joint.

5°) - Contrôle de fonctionnement :

- ↳ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↳ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↳ Rupture de la douille : **conforme**
- ↳ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↳ Eclatement du culot : **conforme.**

CONCLUSION

Le lot de cartouches n°6505809BTSX30011, calibre : **.375R Verney-Carron** répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

P. RENAUDOT

P

J.-Louis LAGREVOL

Responsable Laboratoire